

岡大方式口腔内脱落防止リングノブ

岡山大学病院 総合歯科
講師 白井 肇

概要

技工物の誤飲を防止したいというニーズを製品化しました。

株式会社キャスト <https://www.castem.co.jp/info/20210301093616.html>

歯科技工物の落下リスクを減らす補助具

CASTEM

B-リングノブワックス
PS ring knob wax

「歯科治療中に起きる
技工物（銀歯）の誤飲誤嚥をなくしたい」
という、岡山大学病院医療安全管理部の医療ニーズを受け、
同大学と共同研究を実施し、歯科医師向け
口腔内落下防止リングノブ『PS リングノブワックス』を製品化しました。






※ 本製品は医療機器ではありません。

※ 梱包仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

■ 製品仕様

- ・ 内容量：200個入 10g
- ・ サイズ：全長8mm / 個
- ・ 使用期限：開封後1年
- ・ 主成分：炭化水素樹脂、炭化水素ワックス
- ・ 軟化温度：50℃～75℃
- ・ 保管方法：直射日光を避け、15℃～25℃で保管してください

※ 200個 / ケース



※ 40個 / ツリー



■ セット内容 ※別途送料

- ・ 200個入 ---- 2,500円 (¥2,750円)
(1ケース)
- ・ 800個入 ---- 9,000円 (¥9,900円)
(4ケース)

